

Sonda ISEF121

PL

Wprowadzenie
Sonda składa się z elektrody fluoroksenolektrycznej z niezupelnianą elektrodą odniesienia oraz ze zintegrowanego czujnika temperatury.

OSTRZEŻENIE:
⚠️ Narażenie na działanie substancji chemicznych. Stosować się do procedur bezpieczeństwa w laboratoriach i zakładach sprzetu ochrony osobistej, odpowiedni do używanych substancji chemicznych. Przofity warunków bezpieczeństwa można znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki (MSDS/SDS) materiałów.

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi znajduje się na stronie internetowej producenta.

Zbierz następujące elementy:

Kompatybilny miernik; roztwór wzorcowy fluoru i regulatory siły jonowej; zlewki 50 ml; mieszałko z płytą grzejną; woda deionizowana; dipole; niestrząpacia się śliczeczka.

1 Podłączanie sondy

2 Kalibracja

Pecherzyki powietrza znajdują się pod konewką załączonej sondy mogą spowolnić stabilizację lub być przyczyną błędnych pomiarów. Należy wtedy delikatnie postrząpać sondę, a wszyscy pecherzyki zostaną usunięte.

3 Pomiar (bezpośredni)

Aby uzyskać optymalne rezultaty, różnica temperatury standardów kalibracyjnych oraz próbek nie powinna przekraczać $\pm 2^\circ\text{C}$.

4 Przechowywanie

Informacje techniczne

Zakresu	0,01 mg/l (1×10^{-6}) do 19 000 mg/l (1 M) F ⁻
Zakres pH	pH 4 do 8, dostosowany w zakresie od 5,0 do 5,5 wg ISA
Temperatura pracy	Od 5 do 50 °C (od 41 do 122 °F)
Maksymalna objętość próbki	25 ml
Regulatory mocy	Fluorek ISA Hach (1 toreka na proszek na 25 ml roztworu standartowego lub próbki)
Domyślny roztwór wzorcowy	Roztwory wzorcowe fluoru Hach 0,5, 1 i 2 mg/l wzorcowy

Konservacja i przechowywanie

Sonda należy przechowywać suchą. W celu ochrony elementu czujnika należy go opatrzyć wodą deionizowaną i wycisnąć niestrząpacią się śliczeczką. Na koniec należy złożyć osłonę na czujnik.

Gwarancja

1 rok na wady produkcyjne. Niestety gwarancja nie obejmuje przypadków nieprawidłowego użytkowania ani zużycia.

Datчик ISEF121

RU

Wведение

Датчик содержит фторидселективный электрод с несмешным этапоном и встроенный датчик температуры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠️ Опасность вредного химического воздействия. Необходимо соблюдать правила техники безопасности работы в лаборатории и использовать все средства индивидуальной защиты, соответствующие используемым химическим веществам. При составлении протоколов по технике безопасности воспользуйтесь действующими паспортами безопасности /паспортомами безопасности материалов (MSDS/SDS).

Руководство пользователя

Руководство пользователя со всеми инструкциями находится на веб-сайте производителя.

Подготовить следующее:

Совместный измерительный прибор; Этапонный раствор фторida i регулятор ионной силы раствора; химические стаканы, 50 мл; перемешивающее устройство; деонизированная вода, мешалки; безвоздоровая ткань.

Подключение датчика

2 Калибровка

При повернieniu пузырьku powietrza pod koniekiem datchika možem zamieścić stabiлизatorami pokazaniou ili przeniesiť k obrazcu. Po napinieniu puzuryku skleka etymerajtym datchik do izcheznenia puzuryku.

3 Измерение (прямой метод)

Для получения оптимальных результатов темперatura obrazca powinna być $\pm 2^\circ\text{C}$ temperatury etalonu.

4 Хранение

Технические характеристики

Диапазон	от 0,01 mg/l (1×10^{-6}) до 19 000 mg/l (1 M) F ⁻
Диапазон pH	pH od 4 do 8, odregulowany do 5,0 - 5,5 regulyatorem iónnej sily
Рабочая температура	от 5 do 50 °C
Максимальный объем пробы	25 ml
Регуляторы ионной силы	Regulator iónnej sily (1 pakietka poroszka na 25 ml etalonného roztvoru alebo obrazca)
Эталонные растворы по умолчанию	0,5, 1 i 2 mg/l etalonného roztvoru fторida Hach

Обслуживание и хранение

Datčik možno hraňt v sušom vide. Čuvtelným elementom sleduje promyť deionizovanou vodou i promyknúť bezvzdušovou tkaninou, zatmen nadet na nego záštitný kolapnoch.

Гарантия
1 rok na produkcijné defektosť. Garantia nie je rozširovaná na slučky nenechajúceho používania a iznosu.

ISEF121-givare

Inledning

Givaren är en fluoridselektiv kombinationselektrod med en egen referens och inbyggd temperaturgivare.

⚠️ Risk för kemikalieexponering. Föli laboratoriets säkerhetsanvisningar och bär all personlig skyddsutrustning som krävs vid hantering av kemikalier. Läs aktuella datablad (MSDS/SDS) om säkerhetsanvisningar.

Användarhandbok

En användarhandbok med alla instruktioner finns på tillverkarens webbplats.

Följande material behövs:

Kompatibel mätare; Fluoridstandardlösningar och ionstyrkejusteringsmedel; bågar, 50 ml; omrörningsplatta; avjoniserat vatten; omrörningsstab, ludfri torkdruk.

1 Anslut givaren

2 Kalibrering

Om det förekommer luftbubblor under givarspetsen när givaren sänks ned kan det ledा längsamt stabilisering eller mätfejl. Om det förekommer bubblor skakar du givaren försiktigt tills bubblorna försvinner.

3 Mätning (direktmetod)

Temperaturerna för kalibreringsstandarder och prover måste vara inom $\pm 2^\circ\text{C}$ i förhållande till varandra för att få optimala resultat.

4 Förvaring

Teknisk information

Intervall	0,01 mg/l (1×10^{-6}) till 19 000 mg/l (1 M) F ⁻
Zakres pH	pH 4 do 8, dostosowany w zakresie od 5,0 do 5,5 wg ISA
Temperatura pracy	Od 5 do 50 °C (od 41 do 122 °F)
Minimalna objętość próbki	25 ml
Regulatory mocy	Fluorek ISA Hach (1 toreka na proszek na 25 ml roztworu standartowego lub próbki)
Domyślny roztwór wzorcowy	Roztwory wzorcowe fluoru Hach 0,5, 1 i 2 mg/l wzorcowy

Underhåll och förvaring

Elektroden kan förvaras torrt. Skydda avkänningarna och användningen genom att skölja med avjoniserat vatten och torka försiktigt med en ludfri torkdruk. Sätt fast elektrotdrycksdlocket.

Garanti

1 år för tillverkningsfel. Garantin täcker inte felaktig användning eller slitage.

SV

ISEF121-auturi

Johdanto

Anturi on fluoridiselektiivinen yhdistelmäelektrodi, jossa on kertaalleen täytettävä referenssi ja sisähänkennettu lämpöauturi.

VÄRITUS

⚠️ Rikardotettu kemialle altistumisen vaara. Noudata laboratoriori turvaliususohjeita ja käytä käsittelytavalle kemialle soveltuva suojaravinteita. Lue turvaliususprotokollat ajan tasalla olevista käytöltä turvaliususohjeista (MSDS/SDS).

Käytäjän käsikirja

Kaikki ohjeet sisältävät käytössä olevan verkkosivulla.

Tarkista seuraavat osat:

yhenteensopia mittari, Vakiofluoridiliukoset ja ionihavuuden saätöpuskuri, dekanterilasiat (50 ml), sekottaja, DI-vesi, sekoitussauvat, nukkamaton kangas.

1 Kytket auturi

2 Kalibrointi

Auturiin voi muodostua säättöpukuri, dekanterilasiat (50 ml), sekottaja, DI-vesi, sekoitussauvat, nukkamaton kangas.

3 Mätäminen (direktmetod)

Temperaturer för kalibreringsstandarder och prover måste vara inom $\pm 2^\circ\text{C}$, i förhållande till varandra för att få optimala resultat.

4 Förvaring

Teknisk information

Interval	0,01 mg/l (1×10^{-6}) till 19 000 mg/l (1 M) F ⁻
pH-värde	pH 4 till 8, justerat till 5,0 till 5,5 av ionstyrkejusteringsmedlet
Drifttemperatur	5 till 50 °C (41 till 122 °F)
Minsta volymen	25 mL
Medel för justering	Jonstyrkejusteringsmedel för fluorid från Hach (1 pulverpåse per 25 mL standard- eller provlösning)
Standardlösningar	0,5, 1 och 2 mg/l fluoridstandardlösningar från Hach

Huoltaja ja varastointi

Auturi voidaan varastoida kuivana. Suojaa mittaselementti huutellemalla se DI-vedellä ja kuumaa tapauksissa se sekoitetaan nukkaamattomaan kankaaseen. Asenna auturi suojaatulppa paikoilleen.

Takuu

Valmistustarvikset: 1 vuosi. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä tai kulumisesta aiheutuvia vikoja.

Garanti

1 år för tillverkningsfel. Garantin täcker inte felaktig användning eller slitage.

FI

Sonda ISEF121

Bölvredet

Sonda predstavuje selektivní elektrod s komínováním fluoridu bez významnosti za plynoucího a s výraznou senzorem teploty.

PRÉDUPREZJEDEK

⚠️ Opatrnosť pri chemickom expozícii. Chráňte laboratórium pred výrobkami, ktoré sú vystavené riziku chemického ohrozenia. Používajte vhodné ochranné prístroje a výrobky pre ochranu.

GYIGYELMEZETÉS

⚠️ Kemikáliai exponálás veszélyeztetés. Készüléket védelemmel kell kezelni a kemikáliai környezetben.

⚠️ Kemikáliai exponálás veszélyeztetés. Készüléket védelemmel kell kezelni a kemikáliai környezetben.

⚠️ Kemikáliai exponálás veszélyeztetés. Készüléket védelemmel kell kezelni a kemikáliai környezetben.

⚠️ Kemikáliai exponálás veszélyeztetés. Készüléket védelemmel kell kezelni a kemikáliai környezetben.