



FerroZine Železo, roztok činidla, 0,009-1,400 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

230149

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení rozpustných železitých (Fe^{3+}) a železnatých (Fe^{2+}) sloučenin železa ve stopových množstvích.

Pohodlí

Metody Rapid Liquid využívají ke zjednodušení testování kapalně reagentie, dávkovače na láhvích a průtočné kyvety.

Výkon

Průtočná kyveta tvoří stacionární optický systém, proto metody Rapid Liquid poskytují vyšší přenos než metody, které vyžadují vyjmutí a vložení kyvety.

Efektivita

Metody Rapid Liquid jsou vhodné pro analyzování velkých sérií vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8147
Metoda:	FerroZine
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Železo
Platforma:	Roztok
Počet testů:	500 - 1000
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 850, DR 820, PC II
Rozsah měření:	0,009 - 1,400 mg/L Fe