



Sada činidel pro stanovení hliníku, 0,002-0,250 mg/L Al

Kat. číslo produktu:

2603700

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Pro stanovení hliníku, metoda ECR (Eriochrome Cyanine R). Pro 10mL vzorky. 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Metoda:	Eriochrome Cyanine R
Parametr:	Hliník
Počet testů:	100
Přístroj:	DR6000, DR3900, DR1900
Rozsah měření:	0,002 - 0,250 mg/L Al