



Hydroxid sodný, standardní roztok, 8,00 N, 500 mL

Kat. číslo produktu:

28249

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení mědi, 0,1-8,0 mg/L Cu, a tvrdosti, titrační a byretová titrační metoda.

Pro nastavení pH při stanovení vápníku titrací EDTA. Metody Hach 8222 (byreta) a 8204 (digitální titrátor). Láhev 500 mL.

Technické údaje

Koncentrace:	8,00 N
Metoda:	Titrace EDTA
Objem/Velikost balení:	500 mL
Parametr:	liší se
Platforma:	Roztok