



Náplň pro digitální titrátor, kyselina sírová, 8,00 N

Kat. číslo produktu:

1439101

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení koncentrace zásady titrací digitálním titrátořem. Číslice x 0.01 = meq

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátořem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8200 (kyselina)
Metoda:	Kolorimetrické stanovení pH, koncový bod
Parametr:	Amoniaková voda
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 4 000 meq/L, zásada
Rozsah měření (2):	5 - 35 % jako NH ₃
Titrační roztok:	8,00 N H ₂ SO ₄