



Fenylarsin-oxid (PAO), standardní roztok, 0,00564 N, 1 L

Kat. číslo produktu:

199953

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Pro stanovení chloru amperometrickými titračními metodami. Poznámka: také k dispozici v náplních pro digitální titrátor. 0,00564 N, 1 litr, láhev

Technické údaje

Číslo metody:	8168
Metoda:	Amperometrická titrace
Platforma:	Roztok
Přístroj:	AutoCat [™] 9000
Rozsah měření:	0,5 mg/L a výše Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (3):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂