



EDTA, náplň pro digitální titrátor, 0,0716 M

Kat. číslo produktu:

2081701

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Standardní roztok EDTA. Pro stanovení železa titrací digitálním titrátorem. 0,0716 M. Číslice x 0,1 = mg/L Fe v 50 mL

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovanými titračními činidly k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda:	EDTA
Parametr:	Železo
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 100 mg/L Fe
Titrační roztok:	0,0716 M EDTA