



## Tvrđost (vápník a celková sekvenční), souprava činidel LR, digitální titrátor

**Kat. číslo produktu:**

**2448600**

**CZK Cena bez DPH:**

**Kontaktujte nás**

**Datum odeslání neuvedeno**

**Nebezpečné**



Pro sekvenční stanovení tvrdosti (Ca) a celkové tvrdosti titrací EDTA digitálním titrátořem. Metoda Hach 8329. Rozsah: 10 - 160 mg/L CaCO<sub>3</sub>. Souprava obsahuje: roztok pufru (Hardness 1), CalVer 2 - indikátor vápníku, polštářky s práškem, ManVer 2 - indikátor tvrdosti, polštářky s práškem, hydroxid draselný - roztok (8 N), kyselina sírová (5,25 N) a náplň EDTA pro digitální titrátor, 0,0800 M. Přibližně 40 - 100 testů.

### Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátořem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

### Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

### Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

### Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

---

## Technické údaje

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Číslo metody:     | 8329                                    |
| Metoda:           | Titrace EDTA                            |
| Parametr:         | Hardness (Calcium and Total Sequential) |
| Platforma:        | Digital Titrator                        |
| Počet testů:      | 40 - 100                                |
| Rozsah měření:    | 10 - 160 mg/L CaCO <sub>3</sub>         |
| Speciální funkce: | Reagent set, LR, Digital Titrator       |