



FerroVer Činidlo pro stanovení železa, polštářky s práškem, 0,02-3,00 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

2105769

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagenty v zatavených sáčkích pro stanovení železa, metoda FerroVer. Pro 10mL vzorek. 100 ks/1 balení

Technické údaje

Číslo metody:	8008
Metoda:	FerroVer
Obsah balení:	100 /1 balení
Parametr:	Železo
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C - 25 °C
Popis:	Činidlo pro stanovení železa FerroVer, polštářky s práškem, 10 ml
Požadovaný rozklad:	Ano, pro stanovení celkového obsahu železa
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Ano