



Sada činidel pro stanovení vazačů kyslíku, 3-450 µg/L DEHA

Kat. číslo produktu:

2446600

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Metoda dostupná pro celou řadu vazačů kyslíku: karbohydrazid, DEHA, hydrochinon, kyselina izo-askorbová (erythorbová), methylethylketoxim. Jsou stanoveny také hodnoty dvojmocného železa.

100 testů

Technické údaje

Číslo metody:	8140
Metoda:	Redukce železa
Parametr:	Vazače kyslíku
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/850, DR/820, PC II
Rozsah měření:	5 - 600 µg/L karbohydrazidu
Rozsah měření (2):	3 - 450 µg/L DEHA
Rozsah měření (3):	9 - 1000 µg/L hydrochinonu