



Sada činidel pro stanovení železa, 0,01-1,80 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

2544800

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková činidla v zataveném balení pro stanovení železa v přítomnosti sloučenin molybdenu.

Činidlo FerroMo pro stanovení železa v přítomnosti sloučenin molybdenu ve vodě chladicích věží. Eliminuje redukci molybdenu, která vytváří černý roztok. Není nutná předúprava.

Technické údaje

Číslo metody:	8365
Metoda:	FerroMo
Parametr:	Železo
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/820, PC II
Rozsah měření:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Speciální funkce:	Iron (Total) Reagent set, Powder Pillows