



Nikl, sada reagensů, metodou s Heptoximem 0,02-1,80 mg/L Ni

Kat. číslo produktu:

2243500

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení niklu, metoda: chloroformová extrakce pomocí indikátoru Heptoxim.

Technické údaje

Číslo metody:	8037
Metoda:	Heptoxim
Parametr:	Nikl
Počet testů:	50
Popis:	Sada činidel pro stanovení niklu, metoda s využitím Heptoximu
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/800, PC II
Rozsah měření:	0,02 - 1,80 mg/L Ni
Soulad s EPA:	Ano