



Sada činidel pro stanovení křemíku, hromadný roztok, 3-1000 µg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2553500

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Pro stanovení mimořádně nízkého rozsahu křemíku, metoda heteropolymerové modří. Přibližně 100 testů.

Technické údaje

Číslo metody:	8282
Metoda:	Heteropolymerová modř
Parametr:	Oxid křemičitý
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 900, PC II
Rozsah měření:	3 - 1000 µg/L SiO ₂
Speciální funkce:	UL, Bulk, 100 tests
Stojan na vzorek:	Bulk