



Be Right™



Vicinální diketony kyvetový test 0,015-0,5 mg/kg diacetylu

Kat. číslo produktu:

LCK242

CZK Cena:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Vyvarujte se měřením VDK (vicinální diketony) nežádoucích změn chuti piva a zabezpečte kvalitu vašeho produktu.

Pro použití se spektrofotometrem DR6000. LCK242 vám přináší možnost stanovit přítomnost VDK jednodušeji a bez chemického odpadu. Navíc tyto kyvety poskytují vysokou kvalitu výsledků bez potenciálního ovlivnění operátorem. Jsou navrženy tak, aby zjednodušily pivovarnickou analýzu a získali jste pokaždé správné výsledky.

Mezi jejich vlastnosti patří:

Vysoce přesné kyvetové testy s předdávkovanými reagenциemi připravené k okamžitému použití

Snížení počtu chyb díky čárovému kódu

Technologie RFID pro zdokumentování doby použitelnosti kyvet a pro zajištění sledovatelnosti vašich analýz

Reagenční blank není potřeba

Inovativní technika kyvet a reagenциí

Technické údaje

Doba použitelnosti:	12 měsíců od data výroby
Metoda:	Analogické metodě MEBAK
Parametr:	Vicinální diketony (VDK)
Platforma:	LCK
Počet testů:	25
Podle normy:	MEBAK II
Podmínky skladování:	2 - 8 °C (uchovejte v chladu)
Rozsah měření:	0.015 - 0.5 mg/kg diacetylu
Soulad s EPA:	N/A