



Sada pro stanovení peroxidu vodíku, model HYP-1

Kat. číslo produktu:

2291700

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno



Model HYP-1 sady pro stanovení peroxidu vodíku (H_2O_2) využívá kapkovou titraci a obsahuje přibližně 100 stanovení.

Používá kapkovou titraci – jednoduchá, ekonomická titrační metoda

Sada v odolném přenosném kufříku obsahuje všechna potřebná činidla a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Metoda:	Kapková titrace/ thiosíran
Parametr:	Peroxid vodíku - jako H_2O_2
Platforma:	Drop Count Titration
Počet testů:	100
Přepravní hmotnost:	2,5
Rozsah měření:	0,2 - 2,0 mg/L & 1 - 10 mg/L
Smallest increment:	0,2
	1
Styl kufříku:	D
Typ testovací soupravy:	HYP-1