



Armatura pro AISE, NISE a AN-ISE sc pro vzorky s vysokou turbiditou

Kat. číslo produktu:	LZY771
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 1 týdne	

Armatura může být použita jako bypass řešení. Vzorek může být přiveden do armatury bez předúpravy filtrací.

Technické údaje

Délka:	Instalační panel pro montáž na zeď: 800 mm x 495 mm
Hmotnost:	Armatura včetně instalačního nástěnného panelu: 14.7 kg
Jazyky manuálu:	Neverbální návod
Materiál:	PVC
Montáž:	Instalace na zeď (pouze vnitřní).
Přístroj:	Vhodné pro všechny sondy AISE, NISE a AN-ISE