



Montaža na štap AISE, 24cm podupirač, SS štap 2m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.32620

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 6.8 kg
Jazyky manuálu:	Neverbální instrukční list
Materiál:	Smáčené části: tyč z nerezové oceli 1.4301; sada adaptéru pro sondu z nerezové oceli 1.4301 a PVC; těsnění EPDM; sada šroubů z nerezové oceli
Přístroj:	Vhodné pro: všechny AISE sondy
Průměr:	40 mm