



Armatura pro montáž na tyč pro FILTERPROBE/ FILTRAX, konzola 24 cm, tyč z nerezové oceli 2 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.42020

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 1 týdne

Technické údaje

Délka:	Tyč: 2000 mm
Hmotnost:	Jen vytahovací část: 5.5 kg
Jazyky manuálu:	Neverbální instrukční list
Materiál:	Smáčené části: tyč z nerezové oceli 1.4301; těsnění EPDM; sada šroubů z nerezové oceli.
Přístroj:	Vhodné pro: FILTERPROBE sc; FILTRAX; SIGMATAX
Průměr:	40 mm