



Be Right™



Amoniak standardní roztok, 100 mg/L, 500 mL

Kat. číslo produktu: 2406549
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Standardní roztoky pro iontově selektivní elektrodu (ISE) pro laboratorní analýzy

ISE, standardní roztok. Amoniak, 100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST). Láhev 500 mL

Návaznost na standardní referenční materiály organizací NIST

Zásadní je naměřeným výsledkům důvěřovat. Kvalita používaných standardních roztoků je klíčová.

Navržené pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření s ISE je dobrá péče o iontově selektivní elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Koncentrace:	100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Nastavení balení:	Láhev
Obsah balení:	500 mL
Parametr:	Amonné ionty
Platforma:	Roztok
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Amoniakální dusík standardní roztok, 100 mg/l jako $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 ml
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce