



Pufr, polštářky s práškem, pH 4,01, barevně značeno červeně, bal./250 ks

Kat. číslo produktu: 2226964
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Polštářky s práškem pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Každý polštářek je určen pro přípravu 50 mL čerstvého roztoku pufru. Barevně značeno pro snadnou identifikaci (červená). pH je 4,01 $\pm$ 0,02 při 25 °C. Polštářky s práškem, balení po 250

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ano
Nastavení balení:	Polštářky s práškem
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	250 ks
Parametr:	pH
pH hodnota(y):	4,01 $\pm$ 0,02 pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Po použití roztok zlikvidujte