



## Standardní roztok konduktivity, 147 µS/cm, KCl; 250 mL

Kat. číslo produktu: **LZW9700.99**  
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dostupné

### Standardní roztoky konduktivity pro laboratorní a terénní analýzu

Standardní roztok konduktivity. 147 µS/cm ±5 µS/cm při 25 °C, jako chlorid draselný (KCl) (0,001 M). Láhev 250 ml.

#### Široká nabídka koncentrací

#### a velikostí balení

Společnost Hach nabízí standardy konduktivity v široké škále objemů, ze kterých si jistě vyberete pro své uživatelské prostředí a standardní provozní postupy ten pravý.

#### Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Zcela klíčová je kvalita standardních roztoků.

#### Vhodné pro použití s přístroji Hach

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

#### Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

---

### Technické údaje

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koncentrace:         | 147 µS/cm při 25°C ±5 µS/cm při 25°C                                                      |
| Nastavení balení:    | Láhev                                                                                     |
| Návaznost na NIST:   | Ano                                                                                       |
| Obsah balení:        | 250 mL                                                                                    |
| Parametr:            | Konduktivita                                                                              |
| Platforma:           | Roztok                                                                                    |
| Podmínky skladování: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                                                         |
| Popis:               | Kalibrační roztok konduktivity                                                            |
| Vzorec:              | KCl                                                                                       |
| Zvláštní poznámky:   | Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce |