



Be Right™



Čisticí roztok na elektrody pro bílkovinné/organické vzorky, 250 mL

Kat. číslo produktu:

C20C370

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Čisticí roztok na elektrody k odstranění organického bílkovinného znečištění/usazenin, jako je odstranění potravinových zbytků z elementu citlivého na pH. Láhev 250 ml

Technické údaje

Formula:	PEPSIN in HCl
Obsah balení:	250 mL
Popis:	Odstranění organických bílkovinných usazenin
Solution Type:	Čištění