



Be Right™



Čisticí roztok na elektrody pro porézní solný můstek/ diafragmu, 250 mL

Kat. číslo produktu:

C20C380

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Čisticí roztok na elektrody k čištění porézního solného můstku/diafragmy kombinované pH/kovové elektrody od sulfidových nebo sraženin AgCl/usazenin/nánosů.

Technické údaje

Formula:

THIOMOČOVINA

Obsah balení:

250 mL

Popis:

Čištění porézního solného můstku/diafragmy

Solution Type:

Čištění