



Roztok pufru, pH 9,23, 500 mL

Kat. číslo produktu:

S11M011

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Standardní roztok pH pufru pro kalibraci pH elektrody s certifikátem o analýze*. Bezbarvý roztok pH pufru, pH je $9,23 \pm 0,02$ při 25 °C. Láhev 500 mL

*K dispozici ke stažení z webu www.hach.com: Podpora/Služby, nabídka Analytický certifikát, vyhledání dle katalogového čísla produktu s čísla šarže.

Technické údaje

Barevně značeno?:	Ne
Nastavení balení:	Láhev
Návaznost na NIST:	Ano
Obsah balení:	500 mL
pH hodnota(y):	$9,23 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmínky skladování:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Zvláštní poznámky:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce