



QUANTAB Chloridy, testovací proužky, nízký rozsah, 30-600 mg/L, 40 kusů

Kat. číslo produktu: 2744940
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Ideální pro rychlé stanovení kvantitativních výsledků: jednoduše ponoříte proužek do vzorku a porovnáte změny barvy s tištěnou stupnicí.

Technické údaje

Jednotky:	40 tests
Metoda:	Titrační proužek
Nejmenší dílky přírůstku:	10-20 ppm increments
Parametr:	Chloridy – ve formě Cl ⁻
Platforma:	Test Strip
Počet testů:	40
Rozsah měření:	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Vysvětlivka:	*mg/l pokud není uvedeno jinak; ppb = µg/l; ppm = mg/l.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/l nebo 17,1 ppm.