



Ammonia test strips, 0 - 6.0 mg/L, 25 tests

Kat. číslo produktu: 2755325
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Measuring range: 0 - 0.25 - 0.50 - 1.0 - 3.0 - 6.0 mg/L; test strips are ideal in pre-test screening to detect the presence of materials that might interfere with lab testing.

Technické údaje

Jednotky:	25 tests
Nejmenší dílky přírůstku:	Steps: 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 ppm
Parametr:	Ammonia, Nitrogen, low range - As $\text{NH}_3\text{-N}$, For freshwater
Platforma:	Test Strip
Počet testů:	25
Rozsah měření:	0 - 6 ppm
Typ testovací soupravy:	Test Strips
Vysvětlivka:	*mg/L unless otherwise noted, ppb = $\mu\text{g/L}$, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.