



Filter, glass fiber, diameter 55 mm, preweighed standard methods TSS procedure, 100/pk

Kat. číslo produktu: 2546120

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Datum odeslání neuvedeno

Individually preweighed filter papers, preweighed in compliance with Standard Methods Total Suspended Solids procedure. Each in a planchet with tare weight listed. Each tare weight meets Standard Methods specifications.

Technické údaje

Jednotky:	100/pk
Materiál:	Glass Microfiber
Obsah balení:	100 /pk
Průměr:	55 mm
Velikost póru:	1.5 µm