



Pipeta, sérologická, sterilní, polystyrenová se zátkou, 10 mL, 500 ks/bal.

Kat. číslo produktu: 2092868

ZASTARALÁ POLOŽKA
Tato položka již není dostupná.

Navrhované náhrady:

- 2092828

Jednorázová polystyrenová se zátkou na ústí pipety. Kalibrováno „na vylití/na vyfouknutí“.

Sterilní, jednorázová plastová pipeta se zátkou. Hromadné balení po 10x 50 ks s barevným rozlišením Černá vzestupná/sestupná stupnice
Kalibrována „na vylití“ (To Deliver). Přesnost ± 2 %

Technické údaje

Kapacita:	10 mL
Obsah balení:	500 /1 balení
Stupnice:	0.10 mL