



E.coli a veškeré koliformní bakterie, 25 ks/bal.

Kat. číslo produktu:	2495525
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Živná půda pro stanovení přítomnosti/nepřítomnosti s ampulemi MUG poskytuje snadno použitelný test, ideální pro screening vzorků pitné vody pro přítomnost celkových koliformních bakterií a bakterií E. coli. Jednoduše smíchejte směsi pro P/N se vzorkem o objemu 100 mL a inkubujte po dobu 24 až 48 hodin při teplotě 35 °C. Změna barvy na žlutou nebo žlutohnědou indikuje přítomnost koliformních bakterií.

Kompletní řešení pro analýzu vody určené k rekreaci

Kompletní řešení pro analýzu odpadních vod

Kompletní řešení pro analýzu pitné vody

Technické údaje

Materiál:	Sklo
Obsah balení:	25 /1 balení