



Lopatkový tester, celkový obsah aerobních bakterií, kvasinek a plísní, 10 kusů

Kat. číslo produktu:	2610810
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Lopatkové testery Hach umožňují rychlé, snadné prověření vzorků vody, pevných povrchů a neviskózních kapalin tam, kde mohou existovat nehygienické podmínky. Oboustranná lopatka je připevněná k uzávěru ampule. Každá strana lopatky slouží k provedení samostatného testu. Lopatka obsahuje mřížku pro snadné počítání kolonií bez otevření opticky čisté ampule odolné proti netěsnosti. Lopatkový tester, celkový obsah aerobních bakterií/kvasinek a plísní (agar s extraktem z tryptonové glukózy/agar Sabouraud dextróza), 10 ks/1 balení.

Kompletní řešení pro testování vody určené k rekreaci

Kompletní řešení pro testování odpadních vod

Kompletní řešení pro testování pitné vody

Technické údaje

Media Type:	Total Aerobic Bacteria, Yeast and Mold
Obsah balení:	10 /pk