



Lopatkový tester, celkové aerobní bakterie a koliformní bakterie, 10 ks

Kat. číslo produktu:	2610910
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů	

Lopatkový tester ke stanovení celkových aerobních a koliformních bakterií (tryptický sojový agar/žlučový agar s krystalovou violetí a neutrální červení)

Lopatkové testery Hach umožňují rychlý, jednoduchý screening vzorků vody, pevných povrchů a neviskózních kapalin tam, kde může být nehygienické prostředí. Oboustranná lopatka je připevněná k uzávěru ampule. Každá strana lopatky slouží k provedení samostatného testu. Lopatka obsahuje mřížku pro snadné počítání kolonií bez nutnosti otevření ampule. Tester stačí ponořit do vzorku nebo přitisknout na kontrolovaný povrch, nechat inkubovat a vyhodnotit.

Kompletní řešení pro testování rekreační vody

Kompletní řešení pro testování odpadní vody

Kompletní řešení pro testování pitné vody

Technické údaje

Media Type:	Total Aerobic Bacteria/Total Coliforms
Obsah balení:	10 /pk