



Prodlužovací tyč z nerezové oceli 1,8 m

Kat. číslo produktu: LZY714.99.00040

CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Prodlužovací tyč 1,8 m vhodná pro řešení LZY714.99.xxx20 pro montáž na tyč.

Technické údaje

Délka:	1800 mm
Hmotnost:	Pouze prodlužovací tyč: 4,6 kg
Materiál:	Tyč SS 1.4301; těsnění EPDM; sada šroubů SS.
Přístroj:	Sonatax sc
Průměr:	40 mm