




Sada kalibračního válce, pro modely 1720 E, D a C

Kat. číslo produktu:

4415600

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Formazinová kalibrační sada pro turbidimetr 1720C a 1720D/E. Obsahuje kalibrační válec, pipetu Tensette a 500 mL formazinu 4000 NTU.

Technické údaje

Jaký je obsah balení:

Kalibrační válec, pipeta Tensette 1,0-10,0 mL a 500 mL formazinového standardu 4000 NTU, návod.

Jaký je obsah balení

Kalibrační válec, pipeta Tensette 1,0-10,0 mL a 500 mL formazinového standardu 4000 NTU, návod.