



Dobíjecí souprava 4 předem naplněných cartridge s předinstalovanými membránami 2956A pro senzory kyslíku A1100, GA2400 a GA2800 EX

Kat. číslo produktu:

2956A-A

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Zahrnuje O-kroužky, bavlněné filtry a čisticí nástroje.

Technické údaje

Aplikace:

Ochrana proti korozi; In-line nápoje; odvzdušněná voda

Materiál:

Membrána: PFA