



Stojan na měřicí přístroj HQD

Kat. číslo produktu:	4754900
CZK Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Datum odeslání neuvedeno	

Custom-fit for all portable HQD meters (without protective glove), this stand is perfect for use in the laboratory or other applications where hands-free operation is desired. Black molded plastic is durable and easy to clean.

Tento stojan, který je vhodný pro všechny přenosné měřicí přístroje HQD (bez ochranného pouzdra), je ideální pro použití v laboratoři nebo při jiných aplikacích, kde je zapotřebí přístroj používat bez jeho držení v ruce. Stojan z černého tvarovaného plastu je odolný a snadno čistitelný.