



Digitální titrátor, univerzální, sada

Kat. číslo produktu:

2270900

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Přesná a pohodlná titrace oproti titraci s běžnou byretou.

Sada univerzálního digitálního titrátoru s návodem, 100 ml odměrným válcem, 125 a 250 ml Erlenmeyerovou baňkou, demineralizační láhví, nůžkami a robustním přepravním kufříkem.

Přesné výsledky - kdykoliv a kdekoliv potřebujete

V metodách pro digitální titrátor je používán vysoce přesný dávkovač a náplně koncentrovaného roztoku titračního činidla, aby bylo možné analyzovat v laboratoři, v provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Náplně s titračním činidlem lze vyměnit během několika sekund. Žádné čištění nebo vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametrů/rozsahů

Ekonomické

Koncentrované titrační činidlo umožňuje 40-100 typických titrací na 1 náplň.

Technické údaje

Hmotnost:	0.132 kg
Jaký je obsah balení:	Včetně digitálního titrátoru, návodu, 10 ml odměrného válce, 125 a 250 ml Erlenmeyerovy baňky, demineralizační láhve a přepravního kufříku.
Obsahuje:	Digital Titrator with accessories in carrying case
Přesnost:	± 1 % (Nejistota měření je na 1 číslici, Většina vzorků vyžaduje více než 2 číslice)
Včetně příslušenství:	Ano

Jaký je obsah balení

Včetně digitálního titrátoru, návodu, 10 ml odměrného válce, 125 a 250 ml Erlenmeyerovy baňky, demineralizační láhve a přepravního kufříku.