



Molybden, sada reagensů, vysoký rozsah, Powder Pillows, 0,2 - 40,0 mg/L Mo

Kat. číslo produktu:

2604100

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové reagenty v zatavených sáčcích pro stanovení molybdenu metodou s kyselinou merkaptooctovou. Pro 10mL vzorek. Balení po 100.

Technické údaje

Číslo metody:	8036
Metoda:	Kyselina merkaptooctová
Parametr:	Molybden
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 3000, DR 2000, PC II
Rozsah měření:	0,3 - 40,0 mg/L Mo
Stojan na vzorek:	10 mL