



Zinek, sada reagensií, 0,01-2,00 mg/L Zn

Kat. číslo produktu:

2429300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení zinku, metoda Zincon. Pro 20mL vzorek. 100 ks/1 balení.

Technické údaje

Číslo metody:	8009
Metoda:	Zincon
Parametr:	Zinek
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,01 - 3,00 mg/L Zn
Soulad s EPA:	Ano