



Dusičnan stříbrný, náplň pro digitální titrátor, 1,128 N, 1 kus

Kat. číslo produktu:

1439701

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Titrační činidlo připravené k použití, pro analýzu chloridů (metoda s dusičnanem stříbrným), 10 - 10 000 mg/L Cl⁻.

Přibližně 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8207
Metoda:	Dusičnan stříbrný
Parametr:	Chloridy
Platforma:	Digital Titrator
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	100 - 10 000 mg/L Cl ⁻
Titrační roztok:	1,128 N AgNO ₃