



Kyselina kyanurová, činidlo 2, Powder Pillows, 5-50 mg/L, 50 ks/1 balení

Kat. číslo produktu: 246066
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Práškové reagentie v zatavených sačcích pro stanovení kyseliny kyanurové metodou měření zákalu. Pro 25mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8139
Metoda:	Měření zákalu
Obsah balení:	50 /1 balení
Parametr:	Kyselina kyanurová
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 6000, DR 4000, PC II
Rozsah měření:	5 - 50 mg/L