



Chlor, volný, polštářky s práškem, 0,02-2,00 mg/L Cl₂

Kat. číslo produktu:

2105569

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Práškové reagentie v zatavených sáčcích pro stanovení volného chloru metodou DPD. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8021
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, volný
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C - 25 °C
Popis:	Činidlo DPD pro stanovení volného chloru, polštářky s práškem, 10 ml
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Ano
Stojan na vzorek:	10 mL