



Chlor, celkový, polštářky s práškem, 10 mL, 100 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2105669

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková činidla v zataveném balení pro stanovení celkového chloru metodou DPD. Pro 10 mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8031
Metoda:	DPD
Parametr:	Chlor, celkový, brom, jod
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 °C - 25 °C
Popis:	Činidlo DPD pro stanovení celkového obsahu chloru, polštářky s práškem, 10 ml
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/3000, DR/2000
Reference method:	SM 4500-Cl G
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Rozsah měření (3):	0,07 - 7,00 mg/L I ₂
Soulad s EPA:	Ano
Stojan na vzorek:	10 mL
Vysvětlivka:	*Obecně platí, že DR5000 provádí stejné metody jako DR4000. DR2800 provádí stejné metody jako DR2700, DR2500 a DR2400. Existují některé výjimky.