



Celkový chlor, reagencie, polštářky s práškem, DPD (bal./100 ks)

Kat. číslo produktu:

1406499

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení celkového chloru, nízký rozsah 0,02 - 2,00 mg/L Cl₂, vysoký rozsah 0,1 - 10,0 mg/L Cl₂, a bromu, 0,05 - 4,50 mg/L Br₂.

Technické údaje

Číslo metody:	10070, vysoký rozsah
Metoda:	DPD
Parametr:	Celkový chlor, brom, jód
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Podmínky skladování:	10 - 25 °C
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Rozsah měření (3):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Ano
Stojan na vzorek:	25 mL