



Be Right™



Sada činidel pro stanovení chloridu, 0,1-25,0 mg/l Cl⁻

Kat. číslo produktu:

2319800

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Sada činidel pro stanovení chloridu, metoda s použitím thyokyanátu rtuťnatého.

Technické údaje

Číslo metody:

8113

Metoda:

Thyokyanát rtuťnatý

Parametr:

Chlorid

Platforma:

Roztok

Počet testů:

100

Přístroj:

Vše s výjimkou DR/800, PC II

Rozsah měření:

0 - 25,0 mg/L Cl⁻

Vysvětlivka:

*Přístroj DR 5000 obecně provádí tytéž metody jako přístroj DR/4000. Přístroj DR 2800 provádí tytéž metody jako přístroje DR 2700, DR/2500 a DR/2400. Existují však některé výjimky.