



Be Right™



Molybdenan 3, roztok reagencie, 100 mL

Kat. číslo produktu:

199532

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení nízkého rozsahu (0 - 1,60 mg/L SiO₂) a velmi nízkého rozsahu (0 - 1 000 ug/L SiO₂) oxidu křemičitého, metoda s heteropolymerovou modří.

Technické údaje

Method Number 2 Chemistry:	8282
Metoda:	Heteropolymerová modř
Obsah balení:	100 mL
Parametr:	Oxid křemičitý
Platforma:	Roztok
Počet testů:	100