



Oxid křemičitý, sada reagensů, 0,010-1,600 mg/L SiO₂

Kat. číslo produktu:

2459300

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Pro stanovení oxidu křemičitého, metoda s heteropolymerovou modří. Pro 10mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8186
Metoda:	Heteropolymerová modř
Parametr:	Oxid křemičitý
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR 3000, DR 2000, DR 820, PC II
Rozsah měření:	0,010 - 1,600 mg/L SiO ₂
Speciální funkce:	LR, 10 mL, 100 tests
Stojan na vzorek:	10 mL