



Inokulum pro BSK, Polyseed, bal./50 kapslí

Kat. číslo produktu: 2918700
CZK Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodání do 2 týdnů

Inokulum pro BSK na stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK5). Směs specializovaných mikrobiálních kultur ve snadno použitelné kapsli. Určeno k zajištění jednotného standardu pro rozklad průmyslové i komunální odpadní vody při analýze BSK5. Balení 50 kapslí. Spotřební materiál pro mezinárodní laboratoře (InterLab), LTD

- * Konzistentní zdroj mikroorganismů: stejné bakterie, stejný typ bakterií, stejný počet bakterií ve směsi
- * Známý obsah bakterií bez patogenů
- * Bezpečný a praktický předem odměřený suchý produkt v kapslích pro jednoduché použití
- * Trvanlivost dva roky

Technické údaje

Aplikace:	Příprava ředící vody
Číslo metody:	8043
Metoda:	Ředění
Nastavení balení:	Kapsle
Obsah balení:	50 ks
Parametr:	Biochemická spotřeba kyslíku
Popis:	Zdroj mikroorganismů
Vzorec:	Zdroj mikroorganismů