



Chloridy, indikátor 2, polštářky s práškem pro vzorek 100 mL, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

105766

CZK Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagenty v zatavených sáčcích se používají jako indikátor pro argentometrickou titraci chloridů. 50/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8225
Metoda:	Dusičnan stříbrný, titrace
Obsah balení:	50 balení
Parametr:	Chloridy
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	50