



SulfaVer 4 Sírany,čínidlo, Powder Pillows, 2-70 mg/L SO₄

Kat. číslo produktu:

2106769

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagentie v zataveném sáčku pro stanovení síranů metodou SulfaVer turbidimetricky. Pro 10mL vzorek; 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metody:	8051
Metoda:	SulfaVer 4, měření zákalu
Obsah balení:	100 ks/1 balení
Parametr:	Sírany
Platforma:	Powder Pillows
Počet testů:	100
Přístroj:	Vše s výjimkou DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Rozsah měření:	2 - 70 mg/L SO ₄ ²⁻
Soulad s EPA:	Ano