



Jodát-jodid, náplň pro digitální titrátor, 0,3998 N

Kat. číslo produktu:

1496101

Nebezpečné

CZK Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodání do 2 týdnů



Titrační činidlo připravené k použití, pro analýzu siřičitanů, 4 - >400 mg/L SO₃.

Přibližně 40 - 100 testů.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátorem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Metoda:	Jodát-jodid
Parametr:	Siřičitany
Platforma:	Digital Titrator
Rozsah měření:	0 - 800 mg/L SO ₃ ²⁻
Titrační roztok:	0,3998 N KIO ₃ -KI